


# TERMOMETR MLECZARSKI W OPRAWIE Z TWORZYWA



Zakres wskazań:

-20/+100°C długość całkowita 285 mm

wartość działki elementarnej: 1,0°C

Maksymalny błąd wskazań: +/-1,0°C

Termometr jest stosowany w przemyśle mleczarskim w wannach serowarskich do kontroli temperatury.

Termometr pływa w mleku. Jest łatwy do mycia poprzez zanurzenie w kąpeli dezynfekującej i spłukanie wodą.

Termometr w oprawie z tworzywa posiada **Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny nr HŻ/02786/02**

Termometry są oznaczone indywidualnym numerem. Na życzenie klienta do termometrów za dodatkową opłatą może być wystawione **świadectwo wzorcowania Urzędu Miar**.

Kapilara termometru jest wypełniona toluenem.



## TERMOMETRY

ROK ZAŁ. 1957

KUJAWSKA WYTWÓRNIA TERMOMETRÓW Spółdzielnia Pracy

87-800 WŁOCŁAWEK ul. Toruńska 104

POLAND

tel./fax:

(054) 236-27-01

tel. centr.:

(054) 236-32-31

tel. dz. handlowy:

wewn. 32 lub 46

www.kwt.pl:

e-mail:

termometry@kwt.pl

e-mail działu sprzedaży:

handlowy@kwt.pl

KONTO BANKOWE

PKO BP S.A. o/Włocławek 90 1020 5170 0000 1102 0065 2776

KRS:

00000 81378

NIP:

888-020-05-79

NIP UE:

PL 8880200579

REGON:

000401147

| Sposób tworzenia kodu                     | 039        | T | -20+100        | 01        | 0285                               | 002               |
|---|------------|---|----------------|-----------|------------------------------------|-------------------|
| Termometr mleczarski w oprawie z tworzywa | typ 039    |   |                |           |                                    |                   |
| Ciecz termometryczna:                     | Toluen – T |   |                |           |                                    |                   |
| Zakres pomiarowy: °C<br>-20/+100          |            |   | Kod<br>-20+100 |           |                                    |                   |
| Działka elementarna °C                    |            |   | 1,0 =          | kod<br>01 |                                    |                   |
| Długość całkowita /mm/                    |            |   |                | 285 =     | kod<br>0285                        |                   |
| Wykonanie termometru                      |            |   |                |           | bez oprawy<br>w oprawie z tworzywa | kod<br>001<br>002 |

Przykład oznaczenia termometru mleczarskiego w oprawie z tworzywa o zakresie pomiarowym -20/+100°C, działce elementarnej 1,0°C, długości całkowitej 285 mm.

**039T-20+100010285002**